

UPUTSTVO ZA RUKOVANJE

RT-D008

Elegantni masažni naslon-masažer

Ovaj jednostavni i elegantni masažni naslon-masažer omogućuje istovremenu masažu vrata, leđa, lumbalnog dela i sedalnog dela kombinovanjem elemenata masaže gnječenjem i drmanjem. Korišćenjem precizno obeležene tabele na daljinskom upravljaču i posebne funkcije za masažu pojedinih delova tela možete da smanjite napetost mišića i bolove.


Sadržaj

KRATAK OPIS	1
VAŽNE NAPOMENE VEZANE ZA BEZBEDNO RUKOVANJE	2
NAZIV DELOVA	3
UPUTSTVO O DALJINSKOM UPRAVLJAČU	3
NAČIN RUKOVANJA	4
OSNOVNE KARAKTERISTIKE I FUNKCIJE	5
REŠAVANJE PROBLEMATIČNIH SITUACIJA	5
NAČIN ODRŽAVANJA	6
PREGLED	6
SPECIFIKACIJA	6



KRATAK OPIS

Ovaj proizvod simulira tradicionalnu veštinu masaže gnječenjem i lupkanjem i odlično ih kombinuje sa elementima visoke tehnologije. Masaža valjanjem, lupkanjem i vibracijom, kao i pokretni element za gnječenje u predelu vrata, ramena, leđa, lumbalnog i sedalnog dela pruža vam istinsko uživanje u masaži. Savršena kombinacija masaže gnječenjem, lupkanjem i valjanjem neće samo značajno poboljšati cirkulaciju u predelu mekog tkiva, aktivirati kanale i kolaterale, regulisati funkcije vašeg nervnog sistema i ublažiti zamor mišića, već će takode opustiti mišiće i učiniti vas energičnijim. Pored toga ima izuzetan sporedan uticaj na hroničnu napetost lumbalnih mišića, a takode može da poboljša imunu funkciju organizma. Predstavlja neophodan i praktičan kućni proizvod namenjen očuvanju vašeg zdravlja, kao i najbolji poklon za vaše prijatelje i rodbinu.



VAŽNE NAPOMENE ZA BEZBEDNO RUKOVANJE

- Pre upotrebe, pažljivo pročitajte napomene vezane za bezbedno rukovanje ovim proizvodom i pravilno ga koristite.
- Ovde naznačene napomene omogućuju vam da ovaj proizvod koristite na bezbedan i ispravan način.
- Iz bezbednosnih razloga i da bi se jasno naznačile moguće opasnosti u slučaju neispravnog korišćenja ovog proizvoda, napomene su označene na sledeći način i trebalo bi ih se strogo pridržavati.

 UPOZORENJE	Nepravilno rukovanje ovim proizvodom može da dovede do ozbiljnih povreda.
 NAPOMENA	Nepravilno rukovanje može da prouzrokuje povrede korisnika ili oštećenje proizvoda.

- Nakon što ste pažljivo pročitali ova uputstva za rukovanje, molimo vas da ih stalno držite na dohvat ruke.

 UPOZORENJE		 NAPOMENA	
	Osobe koje boluju od raka, akutnih obojenja, trudnice ili žene u toku menstrualnog ciklusa, osobe koje su pretrpele srčani napad, imaju povrede ili druge zdravstvene tegobe ili su podvrgnute lečenju.		Ukoliko nema struje isključiti prekidač i izvući utikač iz zida.
	Ne koristiti utičnicu, utikač ili kabl ukoliko su oštećeni ili slabo pričvršćeni.		Da bi se izbeglo izbijanje požara, pojave elektro-šoka ili oštećenja potrebno je koristiti odgovarajući napon.
	Samo ovlašćenim tehničkim licima dozvoljeno je da intervenišu u slučaju bilo kakvih kvarova, popravki ili izmena proizvoda.		Prilikom izvlačenja utikača pridržavajte prednji deo prekidača, a ne kabl za napajanje.
	Ne koristiti, niti čuvati u kupatilu ili na vlažnom mestu.		Ukoliko se proizvod ne koristi duže vreme izvucite utikač iz utičnice.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE I FUNKCIJE


OSNOVNE KARAKTERISTIKE

Korišćenje tradicionalnih načina masaže:

Gnječenje: simulacijom pokreta stručnog masera, ovom vrstom masaže aktiviraju se kanali i kolaterali, ublažava se zamor i poboljšava snaga mišića. Jedinstveni pokretni element za masažu leđnog dela gnječenjem.

Vibracija: simulacija ritmičkih, slobodnih, ujednačenih i složenih pokreta masera pruža vam istinsko uživanje u masaži.

Dve mogućnosti za podešavanje jačine vibracije od slabije ka jačoj.




FUNKCIJE

1. Opušta mišiće i oslobađa od stresa.
2. Masaža gnječenjem može da ublaži zamor mišića i da vas opusti.
3. Pomaže u smanjenju bola i otoka, poboljšava elastičnost kože.
4. Poboljšava cirkulaciju.

REŠAVANJE PROBLEMATIČNIH SITUACIJA


Signal	Mogući uzroci	Rešenje
Ne radi	1. Nema struje 2. Adapter nije priključen 3. Isključen	1. Koristiti nakon dolaska struje 2. Priključiti adapter 3. Uključiti
Ne radi na opciji za gnečenje	1. Isključen 2. Strujni kabl nije priključen	1. Uključiti 2. Priključiti strujni kabl
Ne radi na opciji za vibraciju	1. Isključena vibracija 2. Strujni kabl nije priključen	1. Uključiti "vibraciju" 2. Priključiti strujni kabl
Iznenada prestao da radi	1. Nema struje 2. Strujni kabl nije priključen	1. Koristiti nakon dolaska struje 2. Priključiti strujni kabl

NAZIV DELOVA



UPUTSTVO ZA DALJINSKI UPRAVLJAČ

1. "UKLJUČIVANJE" : za uključivanje i isključivanje odgovarajućeg načina masaže. Prilikom uključivanja standardno zadato vreme je 20 min.
2. "TAJMER": podesite odgovarajući tip (način) masaže na 10, 20, 30 minuta.
3. "GORNJI DEO TELA": ovaj tip (način) namenjen je celom gornjem delu tela (od vrata do lumbalnog dela)
4. "VRAT I RAMENA": odaberite masažu vratnog i ramenog pojasa.
5. "LEĐA I POJAS": odaberite masažu leđa i pojasa
6. "VIBRACIJA": uključite/isključite vibracionu masažu
7. "JAČINA": podesite jačinu vibracije, od jače ka slabijoj.



NAČIN ODRŽAVANJA

● Čistiti namenskom vlažnom krpom i pustiti da se prirodno osuši na provetrenom mestu. 	 Za brisanje ne koristiti korozivne tečnosti.
● Ne držati blizu vatre ili na mestu sa visokom temperaturom.	
● Ne držati na vlažnom mestu.	

PREGLED

 Potrebno je povremeno vršiti kontrolu	Sledeće pojave? Miris paljevine, Nepažljivo rukovanje Pregrevanje električnih instalacija Druge neuobičajene pojave → Prestati sa korišćenjem	U slučaju nesreće izvucite utikač i obratite se predstavniku naše firme. Ne pokušavajte da sami rastavljate ili popravljate proizvod.
---	--	--

SPECIFIKACIJA

PROIZVOD: Elegantni masažni naslon-masažer

MODEL: RT-D008

Napon: DC12V

Snaga: 26W

NAČIN RUKOVANJA

1. Povežite strujni kabl jastuka za sedalo sa strujnim kablom jastuka za leđni deo.
2. Povežite drugu žicu za leđni deo sa strujnim adapterom.
3. Priključite strujni adapter.
4. Uključite, masaža počinje. Pogledajte "Uputstva za upravljanje kontrolnom tablom" za više informacija o načinu rukovanja.
5. Proizvod je moguće koristiti na kancelariskoj stolici (slika 1.), rasprostreti po tepihu (slika 2.), kao i na automobilskom sedištu (slika 3.); U automobilu povežite uređaj za paljenje (igniter) sa utikačem (slika 4.) i pritisnite dugme "UKLJUČIVANJE" da biste počeli masažu.



fig 1



fig 2



fig 3



fig 4


6. Da bi ste prekinuli masažu, ponovo pritisnite "UKLJUČIVANJE", i izvucite utikač iz utičnice



UPOZORENJE

Ukoliko dode do bilo kakvih ne pravilnosti u radu proizvoda, isključite ga iz struje i obratite se proizvođaču, serviseru ili drugom stručnom licu i ne pokušavajte da ga sami popravite.

Elegantni masažni naslon-masažer



Mnogi ljudi pate od bolova i napetosti u ramenima i leđima kada su umorni, ali ako ih neko izmasira osećaće se mnogo prijatnije. Zašto nam masaža pomaže da se osećamo bolje?

Masaža predstavlja jednu od terapijskih tehnika gnječenja i lupkanja koje su postojale u prošlosti. Posmatrajući mapu akupunkturnih tačaka možemo da saznamo da se u predelu leđa i pojasa nalaze nervi bešike, tankog creva. Prema tradicionalnoj medicini bolja cirkulacija krvi može da poboljša rad i funkciju pet unutrašnjih organa. Puls kontroliše stanje duha, a rad bešike utiče na izgled. Masaža gnječenjem i lupkanjem aktivira puls i bešiku a na taj način poboljšava cirkulaciju krvi u mekom tkivu i rad srca i pluća. Sa stanovišta moderne medicine, gnječenje i lupkanje na gore i na dole omogućuje širenje mekog tkiva, poboljšava cirkulaciju, ubrzava metabolizam i stimuliše rad nervnog sistema, povećava elastičnost ligamenata i tonusa mišića, poboljšavajući na taj način funkcije lumbalnog dela. Ovaj proizvod podržava medicinske metode za poboljšanje cirkulacije, metabolizma, povećanje imuniteta korišćenjem masažnih tehnika gnječenja, valjanja i vibracije omogućujući vam na taj način uživanje u prijatnoj masaži.